

Cementované jamky kyčelního kloubu

Cemented acetabular cups




Jamka kyčelního kloubu standard 32 mm - cementovaná

Cemented standard acetabular cup 32 mm

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 -2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 -2)




velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
M	49	29,5	327100
L	54	33,5	327200

Jamka kyčelního kloubu 32 mm s okrajem - cementovaná

Cemented acetabular cup 32 mm with rim

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 - 2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 - 2)



velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
M	59	29,5	327600
L	64	33,5	327700

Cementované jamky kyčelního kloubu

Cemented acetabular cups




Jamka kyčelního kloubu 32 mm plochá - cementovaná

Cemented flat acetabular cup 32 mm

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 - 2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 - 2)




velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
M	49	24	327300
L	54	25	327400

Jamka kyčelního kloubu 32 mm - antiluxační - cementovaná

Cemented self-locking acetabular cup 32 mm

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 -2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 -2)



velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
M	49	29,5	328400
L	54	33,5	328500

Cementované jamky kyčelního kloubu

Cemented acetabular cups





Jamka kyčelního kloubu antiluxační 32 mm s okrajem - cementovaná

Cemented self-locking acetabular cup 32 mm with rim

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 - 2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 - 2)




velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
M	59	29,5	328100
L	64	33,5	328200

Jamka kyčelního kloubu standard - 28 mm - cementovaná

Cemented standard acetabular cup - 28 mm

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 -2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 -2)



velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
S	44	27,5	329000
M	49	29,5	329100
L	54	33,5	329200

Cementované jamky kyčelního kloubu

Cemented acetabular cups




Jamka kyčelního kloubu 28 mm s okrajem - cementovaná

Cemented acetabular cup with rim - 28 mm

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 -2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 -2)




velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
S	49	27,5	329800
M	59	29,5	329900
L	64	33,5	330000

Jamka kyčelního kloubu plochá 28 mm - cementovaná

Cemented flat acetabular cup 28 mm

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 - 2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 - 2)



velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
S	44	23	329300
M	49	24	329400

Cementované jamky kyčelního kloubu

Cemented acetabular cups





Jamka kyčelního kloubu plochá 28 mm s okrajem - cementovaná

Cemented flat acetabular cup 28 mm with rim

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 -2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 -2)




velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
S	49	24	330100
M	54	24	330200

Jamka kyčelního kloubu 28 mm - antiluxační - cementovaná

Cemented self-locking acetabular cup 28 mm

Materiál: UHMWPE (ISO 5834 -2)

Material: UHMWPE (ISO 5834 -2)



velikost size	průměr (mm) diameter (mm)	V (mm) V (mm)	Objednací číslo Ordering number
S	44	27,5	329500
M	49	29,5	329600
L	54	33,5	329700