



**BEZNOSKA** s. r. o.

*Vracíme radost z pohybu*

# **Totální endoprotéza kyčelního kloubu pro psy typ CANIS**

**40ti leté  
zkušenosti z humánní  
medicíny využité  
ve veterinární  
praxi**



[www.beznoska.cz](http://www.beznoska.cz)

# Totální endoprotéza kyčelního kloubu pro psy typ CANIS


## Charakteristika implantátu:

- Cementovaná jamka i dřík
- Vysoká modularita implantátu: dřík + hlavice + jamka
- Dva průměry hlavice s různými délkami krčků
- Větší průměry jamek jsou osazeny centralizéry pro zajištění rovnoměrné vrstvy cementu
- Povrch dřίκů a hlavice leštěn na zrcadlový lesk



## Cementovaný dřík

Velikost	L [mm]	Objednací číslo
1	66,3	399861
2	75,5	399862
3	83,3	399863
4	91,4	399864



## Cementovaná jamka antiluxační

$\varnothing D/D1$ [mm]	Objednací číslo	Poznámka
20/14	399881	
22/14	399882	
25/17	399885	
27/17	399886	s centralizérem
29/17	399887	s centralizérem
31/17	399888	s centralizérem



## Hlavice

$\varnothing D$ [mm]	Ofset středu hlavice	Objednací číslo
14	+3	399871
14	+6	399872
14	+9	399873
17	+0	399875
17	+3	399876
17	+6	399877
17	+9	399878

## Cementovaná jamka standard

$\varnothing D/D1$ [mm]	Objednací číslo	Poznámka
20/14	399891	
22/14	399892	
25/17	399895	
27/17	399896	s centralizérem
29/17	399897	s centralizérem
31/17	399898	s centralizérem

## Instrumentarium:

