


■ Totální náhrada kolenního kloubu typ CMS - tumorová cementovaná s částečnou náhradou tibie s příchýtkou

Materiál: Korozivzdorná ocel (ISO 5832-1) - dřík, UHMWPE - náhrada a distanční kroužek

Uzamčená s rotací

Velikost použitých femorálních a tibialních komponent musí být vždy stejná. Nelze kombinovat různé velikosti.



Objednací číslo

341534

Informace o pacientovi:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Hmotnost:kg

Termín dodání: