


■ Dřík TEP s částečnou náhradou femuru, kuželový krček - cementovaný

Materiál: Korozivzdorná ocel - dřík (ISO 5832-1), UHMWPE - náhrada a distanční kroužek (ISO 5834-2)

Zvýrazněné hodnoty jsou rozměry doporučené výrobcem.



Objednací číslo

340050

Informace o pacientovi:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Hmotnost:kg

Termín dodání:

Pro variabilitu resekce lze náhradu dodávat ve válcové části doplněnou 1 - 3 distančními kroužky - tloušťky 10 mm.