


## ■ Endoprotéza ramenního kloubu cementovaná s částečnou náhradou humeru

**Materiál:** Korozivzdorná ocel - dřík (ISO 5832-1), UHMWPE - náhrada a distanční kroužek (ISO 5834-2)

Pro variabilitu resekce lze náhradu dodávat ve válcové části doplněnou 1 - 2 distančními kroužky - tloušťky 5 - 10 mm.



Ø	Objednací číslo
38	342000
42	342100

Informace o pacientovi:

Jméno: .....

Datum narození: .....

Bydliště: .....

Hmotnost: .....kg

Termín dodání: .....