

ISO 13779-2

Implants for surgery – Hydroxyapatite – Part 2: Thermally sprayed coatings of hydroxyapatite

*Chirurgické implantáty – Hydroxyapatit – Část 2:
Tepelně stříkané povlaky z hydroxyapatitu*

Limits of specific trace elements <i>Limity specifických stopových prvků</i>	
Element <i>Prvek</i>	Maximum limit <i>Maximální množství</i> Mg/kg
Arsenic <i>Arsen</i>	3,0
Cadmium <i>Kadmium</i>	5,0
Mercury <i>Rtuť</i>	5,0
Lead <i>Olovo</i>	30,0
Heavy metals (total) <i>Těžké kovy (celkem)</i>	50,0