

Cementované femorální komponenty kyčelního kloubu


Cemented femoral stems



Dřík TEP cementovaný s kuželovým krčkem 12/14 - AK

Cemented femoral stem with taper neck 12/14

Materiál: Korozivzdorná ocel - dusíkatá (ISO 5832 - 9)
 Material: Wrought high nitrogen stainless steel (ISO 5832 - 9)



B (mm)	C (mm)	velikost	Objednací číslo
B (mm)	C (mm)	size	Ordering number
93	9,5	1-N	310905
93	11	1-S	310910
110	9,5	2-N	310915
110	11	2-S	310920
110	12,5	2-B	310925
132	11	3-N	310930
132	12,5	3-S	310935
132	14	3-B	310940