


CEMFIX[®] 1

Vlastnosti kostního cementu



- Mechanické vlastnosti odpovídají standardu ISO 5833
- Nižší teplota polymerizace – max. 70°C
- Nízká hladina volného monomeru během tuhnutí
- Stabilní fixace implantátu
- Jednoduché míchání
- Rychlá konečná fáze tvrdnutí zabrání mikropohybům implantátu

Mechanické vlastnosti vyšší, než udává standard ISO 5833:


Pevnost v tlaku (MPa)



Modul pružnosti v ohybu (MPa) Pevnost v ohybu (MPa)



CEMFIX[®] kostní cement má vysokou schopnost penetrace do kostních pórů.



Indikace

CEMFIX[®] 1 je indikován pro fixaci endoprotézy v kosti, rekonstrukce a zpevnění kosti v ortopedii, traumatologii a onkochirurgii.

Skladování

Kostní cement je dodáván sterilní a připravený pro použití na operačním sálu. Musí být uchováno v originálním a nerozbaleném obalu v čistém, tmavém a suchém prostředí a maximální teplotě 25°C.

Více informací naleznete v příbalovém letáku.

BALENÍ

Tekutina: ve skleněné ampulce
Prášek: ve dvojitém obalu



Classe IIB



BEZNOSKA s. r. o.
Vracíme radost z pohybu

Distributed by BEZNOSKA, s. r. o., Dělnická 2727
272 01 Kladno, Česká republika
Tel.: +420 312 660 670
GSM: + 420 602 666 503
e-mail: mailbox@beznoska.cz
www.beznoska.cz

Manufactured by

